

知らなかった！今あるエコーをもっと活用できる

開業医のための 超音波活用術

Ultrasound techniques for General Practitioners

season 2

第9回



Navigator

白石 吉彦 先生

島根大学医学部 しまね総合診療センター
隠岐島前病院 参与

『在宅ポケットエコー最前線 — ちょいあてエコーで即断 —』



Special Speaker

多田 明良 先生

紀美野町国民健康保険
国吉・長谷毛原診療所 所長

2025年 **1月30日** (木) Start **19:00**

(45分～60分を予定)

参加費 **無料**

本セミナーへの参加は**事前登録**となります。

定員1500名となり次第締め切らせていただきます。

以下のURLまたは二次元コードにアクセスしていただき参加のご登録をお願いいたします。


一度ご登録していただければ、毎回のセミナーをお知らせいたします。

<https://jp.medical.canon/products/Ultrasound/redirect/redirect-ul-webinar-reg.html>



延べ視聴登録者数 **8,000**名 を超えるキャンノンメディカルの無料ウェブセミナーです。
今ご使用されている超音波診断装置を活かせるようなコンテンツを配信しています。

講演



講師の先生方の日常的な診察方法や検査対象など説得力のあるプレゼンテーションをお届けします。

ライブ



実際のスキャンのポイントをわかりやすくお伝えします。

Q & A



白石先生が演者の先生とともに、参加者の質問に時間の許す限りお答えします。

96% の先生が、
知人に紹介したいと回答！

※ 3月27日に開催された『第6回尾道方式にまなぶ！脾エコーの第一歩』のアンケート回答者（170名）の結果より



	領域	テーマ
第1回	腹部	(終了)『はじめてみよう！エコーで変わる外来診療 — 尿管結石と腹部大動脈瘤 —』
第2回	肝臓	(終了)『これなら簡単！見つけてみよう隠れ脂肪肝』
第3回	消化管	(終了)『腹痛診療に自信が持てる！ やってみよう消化管エコー』
第4回	頸動脈	(終了)『DIY！開業医のための頸動脈エコー』
第5回	心臓	(終了)『まずはここから！明日から始めるクリニックのための心エコー』
第6回	脾臓	(終了)『尾道方式にまなぶ！脾エコーの第一歩』
第7回	運動器	(終了)『知っておきたい！すべての開業医のための運動器エコー』
第8回	下肢静脈	(終了)『DIY！開業医のための下肢静脈エコー』
第9回	在宅	『在宅ポケットエコー最前線 - ちよいあてエコーで即断 -』
第10回	小児	(2025年4月開催予定) 企画中

※終了した過去のセミナーについても簡単な会員登録で、繰り返し視聴していただくことが可能です

日常診療で
エコーが武器になる
セミナー

※ アンケート回答者のコメントより

ビギナー向けで非常に分かりやすかった。もう一度視聴したいです。
(北海道 開業医)

とてもわかりやすく、意識して見るポイントが増えて勉強になりました。
(大阪府 開業医)

装置の操作が参考になります。テーマも身近で知りたい内容です。
(島根県 開業医)

■ 超音波診断装置のご紹介

Aplio me

Aplio flex

Aplio go

Aplio air



NEW!

■ Aplio flex & Aplio go

特設ウェブサイトご案内

Aplio flex と Aplio go の情報をまとめたウェブサイトを公開しました。
ウェブサイトだけの詳細な情報も掲載しております。

https://www.medical.canon/jp/aplio-flex_go/

- 上記WEBサイトは予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。
- 上記WEBサイトでは、セミナーの登録を行うことはできません。

※ 上記二次元コードはセミナー申込ページへのリンクではございません。
セミナーのお申し込みは表面の二次元コードよりご登録をお願いいたします。



一般的名称	販売名	認証番号
汎用超音波画像診断装置	超音波診断装置 Aplio me CUS-AME00	305ADBZX00027000
汎用超音波画像診断装置	超音波診断装置 Aplio flex CUS-AFL00	303ACBZX00036000
汎用超音波画像診断装置	超音波診断装置 Aplio go CUS-AGG00	303ACBZX00037000
汎用超音波画像診断装置	超音波診断装置 Aplio air CUS-AAR00	306ACBZX00021000

[製造販売元] キヤノンメディカルシステムズ株式会社

Made For life

J000893-02